




DR●P therapeutic

**Soluzione lubrificante
per le disfunzioni
del film lacrimale**

DROP therapeutic®

DROP therapeutic® è una soluzione oftalmica con formulazione unica ed innovativa a base di Riboflavina sodio fosfato (0.075%), Vitamina E, acido ialuronico e amminoacidi per l'idratazione e la rigenerazione dei tessuti e per il ripristino del naturale equilibrio del film lacrimale. Contribuisce alla stabilità della superficie oculare, regolandone pH ed osmolarità e proteggendo l'epitelio corneale soggetto a differenti tipi di stress. È efficace contro le sensazioni di corpo estraneo, irritazioni, rossori, bruciori causati da fattori ambientali come aria calda, locali climatizzati, smog e polveri. Promuove la bagnabilità della superficie oculare e ne migliora la lubrificazione.

Soluzione lubrificante per le disfunzioni del film lacrimale




Protegge & ripara

La soluzione oftalmica ha un'azione protettiva sull'epitelio corneale e accelera il naturale processo di riparazione nel Dry Eye. La vitamina B2 e la vitamina E TPGS interagiscono con lo strato lipidico esterno del film lacrimale, creando un film protettivo per evitare l'iper evaporazione della componente acquosa. Il sodio ialuronato interagisce meccanicamente con lo strato mucinico del film lacrimale, trattenendo l'acqua e promuovendo una maggiore stabilità della superficie oculare. L'azione sinergica degli aminoacidi nutre la superficie oculare, regolando il pH e dell'osmolarità lacrimale e proteggendo l'epitelio da diverse fonti di stress. La vitamina E TPGS promuove la bagnabilità della superficie oculare.

DROP therapeutic® è un valido supporto per i pazienti affetti da cheratocono, o in procinto di effettuare un intervento di cross-linking corneale.

DROP therapeutic® è utilizzabile con lenti a contatto.

Formulazione brevettata



Riboflavina

- Assorbimento di UV & luce blu
- Effetto schermante

Vitamina E TPGS

- Enhancer di penetrazione
- Effetto riparatore

Aminoacidi

- Protezione epiteliale
- Nutre la superficie oculare
- Regola pH e osmolarità

Soluzione versatile

DROP therapeutic® è indicato per:

- Dry eye
- Continuità della superficie oculare alterata
- Iperemia in seguito a chirurgia refrattiva
- Traumi causati da corpi estranei
- Follow-up chirurgico
- Stress ambientale
- Pazienti sottoposti a intervento di cross-linking corneale
- Pazienti affetti da cheratocono

Specifiche prodotto



Dispenser multidose
senza conservanti
da 10 ml



Utilizzabile
con lenti
a contatto



Dispositivo medico di classe IIb

Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia,
Sudafrica, Brasile.



SERVImed Industrial S.p.A.

Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Roma (Italy)
Tel: +39 06 92595490 Fax: +39 06 89360010
Email: info@servimedindustrial.com
www.servimed-industrial.it



IROMED Group S.r.l.

Via Tempio del Cielo 3/5, 00144 Roma (Italy)
Email: info@iromedgroup.com
www.iromedgroup.com